

Showlon Portable Irrigator



User Manual

Please read the manual carefully before using


About Oral Irrigator

Oral Irrigator is an auxiliary tool for cleaning oral cavity. It can clean the hidden positions such as the side gap of teeth and the gap between gum and tooth by pulse water washing the oral cavity, at the same time, it can massage and stimulate the gum, so as to improve the health of teeth. S3 adopts portable storage design, which is light and compact. It is easy to carry at home, office and travel. It has three modes: soft, pulse and strong. It can meet different personal needs and adapt easily. S3 can be used as a companion to take care of your teeth.

Notes

- Please choose the right mode to avoid discomfort of teeth and gums
- Please fill purified water as much as possible. Don't fill iodine, alcohol, salt water, medicine or other essential oil insoluble in water into the water tank.
- Don't fill the tank with water above 40℃
- Don't use the product to clean nose, ear or other vulnerable and sensitive body parts than oral cavity, since water pressure may cause injuries.
- For patients with periodontal disease or who have had oral surgery in the last two months, please consult your doctor before using.
- Try to avoid sharing this product with others
- Please keep the charging port dry
- When storing, please be careful to clamp hands at the joint between the water tank and the shell

Product Layout



- In The Box:
S3*1
Nozzle*1
User Manual*1
- Nozzle
 - Water Inlet
 - Pull out and Insert Button of Nozzle
 - Indicator Light
 - Charging Port
 - On/Off Button
 - Water Tank

How to use

1. Install the nozzle
2. Open the water tank and the water inlet to fill water
3. Put the nozzle into mouth, press the on/off button to use
4. Long press the on/off button to switch the modes
5. Pull down the nozzle, open the water inlet cover and store the nozzle
6. Pull out the tank and clean it

Modes Description

Modes	Mode Switch	Indicator Light	Target User	Water Pressure
Soft Mode	Tap the on/off button	Blue	The water pressure is gentler and suitable for sensitive teeth and first-time users	87-100PSI
Pulse Mode	Long press the on/off button 0.5s	Blue	Variable-frequency pulse water pressure, strong and massage gums	70-85PSI
strong Mode	Long press the on/off button 0.5s again	Blue	Strong water pressure, high efficient cleaning, meet the daily cleaning for most people	≥110PSI
Indicator Light	1. When power is less than 10%, it turns blue 2. When charging, it turns flashing blue 3. When full charged, it turns blue, and turn off after 2 minutes			

Tips:

Gums may bleed or itch after first time use, it is recommended to use pulse mode or soft mode, and then use strong mode after you get used to it.

Product Specification

Product Name	Mini Portable Oral Irrigator	Model	S3
Nozzle Diameter	6.6mm	Pulse Frequency	1600 times/minute
Water Pressure	70-110PSI	Water Tank Capacity	110ml
Battery Capacity	1100mAh	Noise	75dB
Input	5V=1A	Rated Power	6W
Charging Port	Type-C	Charging Time	About 4h
Waterproof	IPX7	Modes	3
Product Size	130*63*30mm	Net Weight	175g

Basic Maintenance

1. Nozzle
 - Press the pull/insert button of the nozzle and remove it, clean it with water and then wipe it with a rag
 - Dentists suggest replacing nozzles every six months
 - If the top of nozzle is deformed, please replace it immediately to avoid product breakdown
2. Body
 - Remove the body dirt with a cloth dipped in detergent, flush it with clean water and wipe it clean with a dry cloth
 - Don't use diluent gasoline alcohol and other solvents to wipe the product
 - Don't clean the product with water above 50℃
3. Tank
 - Pull out the tank regularly, remove the inside dirt with a brush and wipe it clean with a dry cloth
 - Dry out the tank if not using for a long time

Troubleshooting

Trouble	Probable Reasons	Solutions
Not working	Battery low	Charge the product
Indicator light abnormal/ not on	Bad connection to the charging cable	Unplug the cable and plug again
	Faulty charging circuit	Contact the seller
Short use time after charging	Insufficient charging time	Charge it more than 4hours
	Faulty circuit	Contact the seller
Low water pressure	Nozzle block or damage	Replace the nozzle

Warranty and Service

In order to protect your rights and interests, please read the warranty regulations carefully, you will enjoy the after-sales service what we provide. We promise:

- Within 12 months from the date of purchase, if the product has quality problems and meets the scope of free maintenance, please keep the product and accessories complete. We will provide free maintenance
- Please refer to the purchase platform for the specific time limit and process of return and exchange. You can also contact the seller directly for after-sales service

During the warranty period, we will not provide after-sales service under any of the following circumstances

- Faults caused by human, including those caused by improper use, maintenance, storage or operation not in accordance with the instructions, as well as those caused by self disassembly and assembly of products
- Failure caused by force majeure (such as fire, earthquake, flood, etc.)
- Unable to provide purchase certificate or modify the purchase certificate without permission

中浪



Portable Oral Irrigator 便携式冲牙器

使用说明书

使用前，请务必仔细阅读说明书，正确使用本产品

产品概述


冲牙器是一种清洁口腔的辅助性工具，通过脉冲水流冲刷口腔的方式来清洁牙齿侧面缝隙和牙龈与牙齿交接处的缝隙等隐蔽位置，做到口腔全面清洁的同时，还可以按摩和刺激牙龈，从而改善牙齿健康。冲牙器采用便携筒式收纳设计，轻便小巧，家用、办公室、旅行方便随身携带，轻柔、脉冲、强劲三种洁齿模式，可应对个人不同需求，轻松适应。可作为随行伴侣，呵护您的牙齿健康。

重要安全注意事项

声明：请认真阅读手册中关于产品上的的所有说明及警告提示后进行产品使用，切勿用本说明书之外的方式操作本产品

- 请勿将产品投入火中加热；
- 请勿在高温中进行充电、使用、储存并清洗口腔，以免烫伤发生意外；
- 请勿用湿手去触碰电源插头和充电插头；
- 请勿往水箱里注入高于40℃以上的水；勿注入漱口水、盐水等；
- 请勿将产品使用于口腔之外，不可用于清洗鼻子、耳朵或者其他脆弱敏感部位，水压可能会导致这些部位受伤；
- 非专业人士，请勿拆开产品，以免损坏产品；
- 勿使用烈性化学制品，清洁剂清洁产品；
- 本品支持IPX7防水等级，但不可将产品长时间放置于液体中；
- 请将机器放置于儿童碰触不到的地方，不可当玩具使用，不具备完全民事行为能力等缺乏相关经验和知识的人士，必须在监护人的监督及指导下使用。

产品结构



- 喷嘴
- 注水口
- 喷嘴拔插按键
- 指示灯
- 充电口
- 开关键
- 水箱

产品标配：冲牙器*1喷嘴*1说明书（内含合格证，保修卡）*1

产品使用方法

1. 安装喷嘴
2. 拉开水箱，打开注水口，加水
3. 将喷嘴送入口中，按下开关，开始使用
4. 长按开关键可以切换档位
5. 用后收纳，拔下喷嘴，打开注水盖，收纳喷嘴
6. 定期清洗，拔出水箱，清洗水箱

产品档位说明

模式	模式切换	指示灯	适用人群	冲水压力
轻柔模式	轻按开关键开机并进入该模式	蓝色	轻柔水压，温柔清洁，适合牙步敏感和初次使用	90PSI
脉冲模式	长按0.5秒开关键切换为脉冲模式	蓝色	脉冲冲水流，强弱交替，深层清洁并按摩牙龈	85-100PSI
强劲模式	再次长按0.5秒开关键切换为强劲模式	蓝色	强劲水压，高效清洁，满足多数人的日常清洁	≥110PSI
电池指示灯显示	1、电量小于10%时，指示灯蓝色闪烁； 2、充电时，指示灯蓝色闪烁； 3、充满电时，指示灯蓝色长亮2分钟后熄灭。			

温馨提示：

首次使用机器喷洗后，牙龈可能会出现出血或出现刺痛的情况，建议选用脉冲档位或者轻柔模式，习惯之后再选用强劲模式。

产品参数

产品名称	U-PRETTY便携式冲牙器	产品型号	S3
喷嘴口径	0.6mm	脉冲频率	1600次/分钟
水压	70-110PSI	水箱容量	110ml
电池容量	1100mAh	噪音	70dB
输入参数	5V=1A	额定功率	7.5W
充电接口	Type-C USB	充电时间	约4h
防水等级	IPX7	档位	3档
产品尺寸(高*宽*厚)	130*63*30mm	净重量	175g

清洁与维护

- 1、喷嘴：
按住喷嘴拔插按键，取出喷嘴，用水清洗，然后用抹布擦干；牙科医生建议每六个月更换喷嘴；
如主机喷嘴的顶端已变形，请立即更换，以免导致机器故障。
- 2、机器主体：
用蘸有清洁剂的布除去污垢，清水冲洗干净，然后用干燥的布擦干；
请勿使用稀释剂、汽油、酒精等溶剂擦拭本器具；
请勿使用高于50℃的热水清洗。
- 3、水箱：
定期拉开水箱，用刷子之类的物品洗掉内部的污垢，然后用干燥的抹布擦干，长期不使用时，应晾干水箱。

故障排除

故障现象	故障可能原因	解决方法
不能工作	电量不足	充电
充电指示灯异常/不亮	充电线未接好	将充电线拔出重新插入
	产品充电电路故障	返回厂商售后
充电后使用时间短	充电时间不足	继续充电
	电路故障	返回厂商售后
水压低	喷嘴堵住或损坏	更换喷嘴

售后服务与支持

合格证 已检验

S3便携冲牙器售后服务严格根据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容包括：

- 签收次日起7天无理由退货（具体见各电商平台要求）；
- 本产品出现功能性故障经检测确定后，可免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日7天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起一年内产品质量原因维修

非保修条例

- 未经授权维修、误用、碰撞、滥用等不正确的使用方法造成本产品的损坏；
- 产品使用时间超过三包有效期；
- 因个人原因造成的损坏。